

IPA 7030 Sterispray®

STERILE 70% IPA

SOLUCIÓN ESTÉRIL, LISTA PARA USAR 70% DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO (IPA) DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA USO EN LIMPIEZA

Hecho con agua para inyección (WFI), filtrado a 0.2 μm , con doble bolsa individual e irradiado con rayos gamma para garantizar la esterilidad, se puede usar para desinfectar guantes, limpiar superficies y equipos que se encuentran en áreas de cuarto limpio dentro de instalaciones de productos farmacéuticos, biotecnológicos e instalaciones de dispositivos médicos o en cualquier lugar donde se requiera el uso de una solución de alcohol estéril no pirogénico.

70% Alcohol Isopropílico, USP
30% Agua para inyección, USP por Volumen

ESTÉRIL, VALIDADO Y CERTIFICADO

IPA 7030 STERISPRAY®, es fabricado de acuerdo con especificaciones USP y empaquetado en cuarto limpio de clase 100. Cada lote se somete a una prueba de endotoxina bacteriana para garantizar que el producto cumpla o exceda la calidad de "Agua para inyección" en los límites de endotoxina y cada lote también se somete a una prueba de esterilidad USP de 14 días.

Cada caja se envía con documentación específica del lote que detalla los límites de CC, irradiación, esterilidad y endotoxina bacteriana. Disponible en pizeta de spray disparador sin aerosol de 16 oz y 32 oz.

Se garantiza que todos los lotes no excederán el criterio de nivel de endotoxina para WFI.

- Filtrado a 0.2 micras.
- Irradiado con rayos gamma a un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10^6 .
- Se prueba la esterilidad de cada lote mediante la prueba de esterilidad USP de 14 días.
- Cada lote se prueba para detectar endotoxina bacteriana a través de la prueba LAL antes de su liberación.
- Embotellado y empaquetado en cuarto limpio de clase 100.
- Entregado individualmente en doble bolsa resistente a solventes.
- Montado y listo para usar.
- Se adjunta a cada caja una copia de la documentación específica del lote, que detalla los límites de CC, irradiación, esterilidad y endotoxina bacteriana.



IPA 7030 Sterispray®



Spray de boquilla ajustable sin aerosol para una aplicación precisa o una pulverización gruesa para grandes áreas.



Sin aerosol, totalmente ensamblado, Pizeta spray de gatillo lista para usar.



Pizeta spray graduada para dispensar con precisión la cantidad exacta

FABRICACIÓN VS COMPRA

Los procesos de fabricación mínimos necesarios para obtener este producto con un certificado de validación implican enormes costos diversos y ocultos que su asignación diluye el impacto financiero real en la empresa, por lo tanto, el usuario final asignará costos irreales que no serán los reales y mucho más altos.



Usar IPA 7030 STERISPRAY es fácil, conveniente y manejable y genera ahorros sustanciales.

PROTOCOLO DE FORMA DE USO

Use en un área bien ventilada. Sostenga la pizeta rociadora de seis a ocho pulgadas de la superficie y rocíe el área hasta que esté completamente cubierta con solución. O limpie con IPA 7030 STERISPRAY sobre la superficie con toallitas de grado cuarto limpio. Deje secar al aire.

BENEFICIOS DE USAR IPA 7030 STERISPRAY

- Listo para transferir y usar en áreas críticas.
- Documentación específica del lote, que detalla los límites de CC, irradiación, esterilidad y endotoxina bacteriana.
- Fecha de vencimiento y número de lote en cada botella y caja.
- Los procesos de validación y control de calidad se realizan solo una vez.

REQUEST INFORMATION

Núm de Parte	Descripción	Embalaje
MX7030	IPA 7030 STERISPRAY® 70% Alcohol isopropílico, USP 30% Agua inyectable, USP Pizeta de 16 oz.	12 pizetas/caja