

PHARMAAPPS®

GUANTE DE LÁTEX ESTÉRIL SIN POLVO

**PROCESADO PARA USO EN
CUARTO LIMPIO Y ÁREAS
ESTÉRILES**

ANATÓMICOS Y RESISTENTES

LÁTEX DE GOMA NATURAL

*PHARMAAPPS CLEANROOM
GLOVES, GUANTE DE LÁTEX PARA
CUARTO LIMPIO Y ÁREA ESTÉRIL
PARA LA INDUSTRIA DEL CUIDADO
DE LA SALUD: FARMACÉUTICA,
HOSPITALARIA Y EQUIPO MÉDICO.*

Guante de látex, procesado bajo estrictos controles dentro de un cuarto limpio para garantizar la mayor calidad y su compatibilidad para su uso en cuartos limpios y áreas estériles, esterilizado por rayos gamma, tratados química y mecánicamente para garantizar su condición de libres de polvo y sometidos a estrictas pruebas de calidad e inspección para garantizar su correcto desempeño y satisfacción del usuario.

ESPECIFICACIONES:

BS N 455:00 / ASTM D-3577:00



¡NUEVA GENERACIÓN!



PRECAUCIÓN: Este producto contiene látex de hule natural que puede causar reacciones alérgicas.

PHARMAAPPS®



VENTAJAS DEL PHARMAAPPS CLEANROOM GLOVE

- Guante de mano específica anatómico y ergonómico.
- Alta sensibilidad, fácil de vestir, alta resistencia.
- Esterilizado y listo para ingresar y ser usado en áreas críticas y estériles.
- Producto con Certificado de Procesamiento y Esterilidad específico por lote.
- Producto con Certificado de Cumplimiento de Normas específico por lote.
- Producto con fecha de caducidad y número de Lote en cada empaque individual.

CALIDAD

Todos los guantes son inspeccionados basados en los procedimientos de muestreo de ISO 2859-1 : 1989 para dimensiones, fuerza tensil y fugas de agua, adicionalmente se usan 1000ml para pruebas de fugas de aguas que es actualmente implementado por la US FDA.

Nuestro programa de ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD garantiza la satisfacción total de los clientes con la calidad de nuestros guantes. Nuestra plantas de Manufactura han obtenido las siguientes certificaciones ISO 9002 por RWTUV, Alemania; y SIRIM, Malaysia; AFNOR.

TALLAS DISPONIBLES

6, 6½, 7, 7½, 8 y 8½.

SUPERFICIE DISPONIBLE

Suave.

EMPAQUE

1 par de guantes por bolsa, 50 bolsas por dispensadora, 2 dispensadoras por caja.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PHARMAAPPS® Guante de látex estéril libre de polvo para cuarto limpio esta hecho de látex 100% natural formato de mano específica para ergonomía, mejor manejo y mayor comodidad. Cada lote de guantes es sometido a prueba de integridad por aire para detectar perforaciones. Nuestros guantes son fabricados bajo los estándares ASTM D3577-01a y BS EN 455-1, 2 & 3:00.

ESPECIFICACIONES

Guante de látex estéril libre de polvo para cuarto limpio

| Propiedades Tensiles | | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Sin añejar | | | | |
| | Fuerza Tensil (MPa) | Elongación al punto de ruptura (%) | Modulus @300% (MPa) | Modulus @500% (MPa) |
| PHARMAAPPS® | | | | |
| 6 | 27.4 | 825 | 1.6 | 3.7 |
| 6½ | 29.4 | 800 | 1.7 | 3.8 |
| 7 | 28.6 | 870 | 1.6 | 3.7 |
| 7½ | 29.0 | 880 | 1.4 | 3.5 |
| 8 | 29.8 | 875 | 1.6 | 3.4 |
| 8½ | 29.1 | 860 | 1.6 | 3.8 |
| ASTM D3577-01a | 24 mínimo | 750 mínimo | - | 5.5 máximo |

| Añejado 7 días/ 70° C | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Fuerza Tensil (MPa) | Elongación al punto de ruptura (%) | Modulus @300% (MPa) | Modulus @500% (MPa) |
| PHARMAAPPS® | | | | |
| 6 | 26.2 | 830 | 1.6 | 3.2 |
| 6½ | 27.7 | 800 | 1.4 | 3.4 |
| 7 | 27.6 | 800 | 1.5 | 3.5 |
| 7½ | 27.7 | 800 | 1.4 | 3.7 |
| 8 | 27.4 | 800 | 1.5 | 3.6 |
| 8½ | 26.7 | 800 | 1.5 | 3.5 |
| ASTM D3577-01a | 18 mínimo | 560 mínimo | - | - |

| DIMENSIONES | | | | | |
|----------------|------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (Pared Sencillo) | | |
| | | | Dedos (mm) | Palma (mm) | Puño (mm) |
| 6 | | | | | |
| PHARMAAPPS® | 265 mínimo | 76±2 | 0.16 mínimo | 0.15 mínimo | 0.12 mínimo |
| BS EN 455-2:00 | 260 mínimo | 77±5 | 0.10 mínimo | 0.10 mínimo | 0.10 mínimo |
| ASTM D3577-01a | 265 mínimo | 76±6 | | | |
| 6½ | | | | | |
| PHARMAAPPS® | 265 mínimo | 83±2 | 0.16 mínimo | 0.15 mínimo | 0.12 mínimo |
| BS EN 455-2:00 | 260 mínimo | 83±5 | 0.10 mínimo | 0.10 mínimo | 0.10 mínimo |
| ASTM D3577-01a | 265 mínimo | 83±6 | | | |
| 7 | | | | | |
| PHARMAAPPS® | 270 mínimo | 89±2 | 0.16 mínimo | 0.15 mínimo | 0.12 mínimo |
| BS EN 455-2:00 | 270 mínimo | 89±5 | 0.10 mínimo | 0.10 mínimo | 0.10 mínimo |
| ASTM D3577-01a | 265 mínimo | 89±6 | | | |
| 7½ | | | | | |
| PHARMAAPPS® | 270 mínimo | 95±2 | 0.16 mínimo | 0.15 mínimo | 0.12 mínimo |
| BS EN 455-2:00 | 270 mínimo | 95±5 | 0.10 mínimo | 0.10 mínimo | 0.10 mínimo |
| ASTM D3577-01a | 265 mínimo | 95±6 | | | |
| 8 | | | | | |
| PHARMAAPPS® | 270 mínimo | 102±2 | 0.16 mínimo | 0.15 mínimo | 0.12 mínimo |
| BS EN 455-2:00 | 270 mínimo | 102±6 | 0.10 mínimo | 0.10 mínimo | 0.10 mínimo |
| ASTM D3577-01a | 265 mínimo | 102±6 | | | |
| 8½ | | | | | |
| PHARMAAPPS® | 280 mínimo | 108±2 | 0.16 mínimo | 0.15 mínimo | 0.12 mínimo |
| BS EN 455-2:00 | 280 mínimo | 108±6 | 0.10 mínimo | 0.10 mínimo | 0.10 mínimo |
| ASTM D3577-01a | 265 mínimo | 108±6 | | | |

INFORMACIÓN PARA SOLICITARLO

| No. de Parte | Descripción | Empaque |
|--------------|--|--|
| MXPACR | PHARMAAPPS CLEANROOM GLOVE, GUANTE DE LATEX ESTÉRIL LIBRE DE POLVO PARA CUARTO LIMPIO Y AREA ESTÉRIL TALLAS: 6, 6½, 7, 7½, 8 y 8½. | 50 guantes por dispensadora 2 dispensadoras /caja |